

Diluent Art.No: GHI154**SVENSKA****ANVÄNDNINGSOMRÅDE**

För In Vitro Diagnostisk användning

För rekonstitution av frystorkade koagulationskontroller och reagens.
Produkten kan också användas vid andra laboratorieapplikationer där vatten av hög renhetsgrad erfordras och där tillsatsen av 4 mM NaN₃ ej är störande.

PRODUKTBESKRIVNING

GHI154 består av: 10 x 5,0 mL bruksfärdig lösning
GHI154-2 består av 10 x 2,0 mL bruksfärdig lösning.
GHI154-10 består av 10 x 10,0 mL bruksfärdig lösning.
Produkterna innehåller 4 mM NaN₃ som konserveringsmedel

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten innehåller natriumazid för att förhindra bakterietillväxt. Håll inte ut i avlopp.
Undvik kontakt med hud och ögon.
För övrig säkerhetsinformation se säkerhetsdatablad.

REKONSTITUTION

Produkten är klar att användas. Vid avsett användningsområde bör produkten vara rumstempererad.

FÖRVARING och STABILITET

Öppnade flaskor skall förvaras vid 2-25°C och är då hållbara till utgångsdatum som är angivet på förpackningen.
Öppnade flaskor skall förvaras vid 2-25°C och är då hållbara till utgångsdatum som är angivet på förpackningen förutsatt att ingen kontaminering sker.

ENGLISH**INTENDED USE**

For In Vitro Diagnostic Use

For purpose of reconstitution of the freeze-dried coagulation-controls and reagent.
The product can also be used with other laboratory applications, where water of a high purity grade is required and the addition of 4 mM NaN₃ is not disturbing.

PRODUCT DESCRIPTION AND CONDITIONS OF STORAGE

GHI154 contains: 10 x 5,0 mL ready for use solution.
GHI154-2 contains: 10 x 2,0 mL ready for use solution.
GHI154-10 contains: 10 x 10,0 mL ready for use solution
The products contains 4 mM NaN₃ as preservative.

PRECAUTIONS

The product contains Sodium Azid to prevent bacterial growth. Do not empty into drains.
Avoid contact with skin and eyes.
For more information refer to Material Safety Data Sheet

REKONSTITUTION

The product is ready for use. Make sure the diluent reaches room-temperature before use .

STORAGE AND STABILITY

Unopened Diluent is stable until the expiration date shown on the vial when stored at 2-25°C.
Opened Diluent is stable until the expiration date shown on the vial when stored at 2-25°C provided no contamination occurs.

DEUTSCH**VERWENDUNGSZWECK**

Für die In-Vitro-Diagnostik

Zur Rekonstitution von gefriergetrockneten Koagulations-Kontrollseren und -reagentien.
Das Produkt kann auch bei anderen Laboranwendungen eingesetzt werden, bei denen Wasser von hohem Reinheitsgrad benötigt wird und die Zugabe von 4 mM NaN₃ sich nicht störend auswirkt.

PRODUKTBESCHREIBUNG UND LAGERBEDINGUNGEN

GHI154 enthält: 10 x 5,0 ml gebrauchsfertige Lösung.
GHI154-2 enthält: 10 x 2,0 ml gebrauchsfertige Lösung.
GHI154-10 enthält: 10 x 10,0 ml gebrauchsfertige Lösung.
Das Produkt enthält 4 mM NaN₃ als Konservierungsmittel.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Das Produkt enthält Natriumazid, um bakterielles Wachstum zu verhindern.
Nicht in Ausgüsse entleeren.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

REKONSTITUTION

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Lassen Sie den Diluent vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur erwärmen.

AUFBEWAHRUNG UND STABILITÄT

Ungeöffneter Diluent ist bei einer Lagerung bei 2 bis 25 °C bis zu dem auf der Ampulle angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum stabil.
Geöffneter Diluent ist bei einer Lagerung bei 2 bis 25 °C bis zu dem auf der Ampulle angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum stabil, solange keine Verunreinigungen auftreten.

DANSK**ANVENDELSESOMRÅDE**

Til in-vitro diagnostisk brug

Anvendes til rekonstitution af frysetørrede koagulationskontroller og PK-reagenset.
Produktet kan også bruges ved andre laboratorieapplikationer, hvor der kræves vand af høj renhedsgrad, og hvortilsætning af 4 mM NaN₃ ikke er forstyrrende.

PRODUKTBESKRIVELSE OG OPBEVARINGSFORHOLD

Produktet GHI154 indeholder 10 x 5,0 ml brugsklar opløsning.
Produktet GHI154-2 indeholder 10 x 2,0 ml brugsklar opløsning.
Produktet GHI154-10 indeholder 10 x 10,0 ml brugsklar opløsning.
Produktet er tilsat 4mM NaN₃ for at hindre kontaminering

FORHOLDSREGLER

Produktet indeholder natriumazid for at forhindre bakterievækst.
Undgå kontakt med øjne og hud.
For yderligere sikkerhedsinformation se sikkerhedsdatabladet.

REKONSTITUTION

Produktet er klar til brug. Produktet skal have stuetemperatur inden brug.

OPBEVARING

Uåbnet Diluent er stabil indtil udløbsdatoen, der står på glasset, når det opbevares ved 2-25° C.
Åbnet Diluent er stabil indtil udløbsdatoen, der står på glasset, når det opbevares ved 2-25°C. under forudsætning at ingen kontaminering optræder.